

**Ferrules pour Agilent GC****Trajan Scientific****Ferrules pour Agilent GC**

Ferrules de haute qualité en 100% Graphite ou 15% Graphite / 85% Vespel

**Type A:** 15% Graphite / 85% Vespel, pour les injecteurs et détecteurs à la pression atmosphérique (par exemple, FID)

**Type B:** 15% Graphite / 85% Vespel, pour interface GC-MS

**Type C:** 100% Graphite, pour les injecteurs et détecteurs à pression atmosphérique (pas pour GC-MS)



Code	Description	Packaging
LLG06088109	Ferrules pour Agilent GC, Type B , Colonne Diamètre int. 0,1 - 0,25 mm, Ferrule Diamètre int. 0,4 mm	10 pz.
LLG06223558	Ferrules pour Agilent GC, Type A , Colonne Diamètre int. 0,1 - 0,25 mm, Ferrule Diamètre int. 0,4 mm	10 pz.
LLG07652355	Ferrules pour Agilent GC, Type C , Colonne Diamètre int. 0,1 - 0,32 mm, Ferrule Diamètre int. 0,5 mm	10 pz.
LLG06059976	Ferrules pour Agilent GC, Type B , Colonne Diamètre int. 0,32 mm, Ferrule Diamètre int. 0,5 mm	10 pz.
LLG09221278	Ferrules pour Agilent GC, Type A , Colonne Diamètre int. 0,32 mm, Ferrule Diamètre int. 0,5 mm	10 pz.
LLG09221280	Ferrules pour Agilent GC, Type C , Colonne Diamètre int. 0,45 - 0,53 mm, Ferrule Diamètre int. 0,8 mm	10 pz.
LLG06059977	Ferrules pour Agilent GC, Type B , Colonne Diamètre int. 0,53 mm, Ferrule Diamètre int. 0,8 mm	10 pz.
LLG09221279	Ferrules pour Agilent GC, Type A , Colonne Diamètre int. 0,53 mm, Ferrule Diamètre int. 0,8 mm	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

