

**Dischi confocali****JetBiofil**

Dischi confocali.

- Fondo in vetro della piastra: diametro 15 mm.
- Spessore del vetro compreso tra 0,12 e 0,16mm
- Vetro in borosilicato ad elevata omogeneità
- Adatto per esperimenti di microscopia a fluorescenza confocale e a contrasto di fase
- Superficie del vetro liscia e priva di striature
- Sterilizzate mediante raggi gamma
- Non pirogene

Indicazioni d'uso: ad esclusivo uso ricerca

Modalità d'impiego: colture cellulari, per applicazioni che richiedano uso estensivo della microscopia

Modalità di conservazione: temperatura ambiente, lontano da fonti di calore

Formati disponibili: piastra da 6 cm, fondo in vetro con diametro di 1,5 cm



Code	Description	Packaging
BDD011035	dischi confocali - Ø 15 mm - sup. trattata - sterile	240 pezzi

## Accessories

Code	Description	Packaging
BDC000020	Coprivetrini per dischi confocali, diam. 20 mm, sterili	



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

