



Kit Lyset#

Sclavo

Lisato piastrinico Lyset# - supplemento di coltura cellulare completamente standardizzato e liofilizzato - sterile, gamma irradiato - contiene Fattori di Crescita (GF) coinvolti in processi di chemo-attrazione cellulare, proliferazione, sintesi matrice extracellulare, induzione angiogenesi - esente da microrganismi, micoplasmi ed endotossine - concentrazione piastrinica definita : 1×10^7 / μ L - origine: da "buffy coat" di pool di donatori umani sani - testato con successo per selezione, espansione e differenziazione di colture primarie umane: staminali mesenchimali fetali ed adulte (MSC), fibroblasti cutanei, condrociti, osteoblasti, cellule derivate da tessuto adiposo - aumenta la proliferazione cellulare mantenendo il potenziale di differenziazione in cellule altrimenti difficili da espandere - permette la coltura di cellule in un ambiente privo di componenti animali - nessuna variabilità di lotto - disponibilità potenzialmente illimitata - ideale per colture primarie di cellule adulte e staminali (proliferazione, mantenimento stato indifferenziato), terapia avanzata (coltura priva di materiale di origine animale) - componenti: 2 reagenti, 1 flacone 5 mL di Lyset# da Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e 2 flaconi 10 mL di Lyset# Active Diluent da Plasma Povero di Piastrine (PPP).



Code	Description	Packaging
CSI087320	kit Lyset#	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

