



Fibroblasti

PromoCell

Fibroblasti - applicazioni: ricerca sulla cicatrizzazione delle ferite, ingegneria tissutale, studi di rigenerazione, ricerche in tossicologia, oncologia, studi di interazione epiteliale-mesenchimale - CD90 positivi - criopreservati al secondo passaggio - disponibili da diversi tessuti.



Code	Description	Packaging
FB60C12300	Fibroblasti del derma umano (NHDF) da prepuzio , 500k cellule, criopres.	500000 cells(*)
FB60C12302	Fibroblasti del derma umano (NHDF) da adulto, 500k cellule, criopres.	500000 cells(*)
FB60C12360	Fibroblasti polmonari umani (HPF), 500000 cellule, criopreservate	500000 cells(*)
FB60C12375	Fibroblasti cardiaci umani (HCF), 500000 cellule, criopreservate	500000 cells(*)
FB60C12380	Fibroblasti avventizi dell'aorta umana (HAoAF), 500k cellule, criopres.	500000 cells(*)
FB60C12385	Fibroblasti uterini umani (HUF), 500000 cellule, criopreservate	500000 cells(*)
FB60C12350	Fibroblasti del derma umano (NHDF) da prepuzio , 500k cellule, proliferanti	500000 cells
FB60C12352	Fibroblasti del derma umano (NHDF) da adulto, 500k cellule, proliferanti	500000 cells
FB60C12361	Fibroblasti polmonari umani (HPF), 500000 cellule, proliferanti	500000 cells
FB60C12377	Fibroblasti cardiaci umani (HCF), 500000 cellule, proliferanti	500000 cells
FB60C12381	Fibroblasti avventizi dell'aorta umana (HAoAF), 500k cellule, proliferanti	500000 cells
FB60C12386	Fibroblasti uterini umani (HUF), 500000 cellule, proliferanti	500000 cells

