



Reagenti per distacco



Code	Description	Packaging
FB60C41310	Soluzione di accutasi, testata per colture di cellule primarie - 100 mL	100 ml(*)
FB60C41200	Kit per distaccamento DetachKit - 3x30 mL	3 x 30 ml
FB60C41202	Kit per distaccamento DetachKit 2 - 3x30 mL	3 x 30 ml
FB60C41210	Kit per distaccamento DetachKit - 3x125 mL	3 x 125 ml
FB60C41212	Kit per distaccamento DetachKit 2 - 3x125 mL	3 x 125 ml
FB60C41220	Kit per distaccamento DetachKit - 3x250 mL	3 x 250 ml
FB60C41222	Kit per distaccamento DetachKit 2 - 3x250 mL	3 x 250 ml
FB60C41320	Soluzione per dissociazione cellulare ACF - 100 mL	100 ml
FB60C41330	Soluzione di distaccamento per macrofagi DXF - 250ml	250 ml

