


**Taq DNA Polimerasi ricombinante****Thermo Scientific**

Taq DNA Polimerasi ricombinante - altamente termostabile: tempo di emivita più di 40 min a 95 °C - per PCR di routine - ricombinante: ideale per template di 5 kb o più corti. -genera prodotti di PCR con 3'-dA overhang - fornito con 2 tamponi: 10X Taq Buffer con KCl e 10X Taq Buffer con (NH₄)₂SO₄ - incorpora nucleotidi modificati (es. biotin-, digoxigenin-, nucleotidi marcati con fluorofori).



Code	Description	Packaging
FL5EP0401	Taq DNA Polymerase - ricombinante - 5 U/ μ L	100 U (*)
FL5EP0402	Taq DNA Polymerase - ricombinante - 5 U/ μ L	500 U (*)
FL5EP0404	Taq DNA Polymerase - ricombinante - 1 U/ μ L	LC, 500 U (*)
FL5EP0405	Taq DNA Polymerase - ricombinante - 5 U/ μ L	5X500 U (*)
FL5EP0406	Taq DNA Polymerase - ricombinante - 5 U/ μ L	10x500 U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

