

**Dream Taq DNA Polimerasi****Thermo Scientific**

Dream Taq DNA Polimerasi - studiata per tutte le applicazioni standard di PCR, assicura un'alta sensibilità, prodotti di PCR lunghi, alta resa - amplificazione robusta con minima ottimizzazione - di frammenti fino a 6 kb di DNA genomico e fino a 20 kb di DNA virale - incorpora nucleotidi modificati ma non dUTP.



Code	Description	Packaging
FL5EP0701	DreamTaq DNA Polymerase - 5 U/ μ L	200 U (*)
FL5EP0702	DreamTaq DNA Polymerase - 5 U/ μ L	500 U (*)
FL5EP0703	DreamTaq DNA Polymerase - 5 U/ μ L	5 x 500 U (*)
FL5EP0704	DreamTaq DNA Polymerase - 5 U/ μ L	20X500U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

