

**Dream Taq Green Polimerasi****Thermo Scientific**

Dream Taq Green Polimerasi - fornita con tampone colorato che rende possibile il caricamento diretto su gel e quindi il risparmio di tempo - ottimizzata per tutte le applicazioni standard di PCR - alta resa - alta sensibilità - amplificazione di frammenti fino a 6 kb di DNA genomico e fino a 20 kb di DNA virale - amplificazione robusta con minima ottimizzazione - incorpora nucleotidi modificati ma non dUTP.



Code	Description	Packaging
FL5EP0711	Dream Taq Green Polymerase - 5 U/ μ L	200U (*)
FL5EP0712	Dream Taq Green Polymerase (5 U/ μ L)	500 U (*)
FL5EP0713	Dream Taq Green Polymerase - 5 U/ μ L	5x500U (*)
FL5EP0714	Dream Taq Green Polymerase - 5 U/ μ L	20x500U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

