


**PCR Master Mix (2X)****Thermo Scientific**

PCR Master Mix (2X) - soluzione concentrata 2X di Taq DNA polimerasi, dNTPs, e tutti i componenti necessari per la PCR eccetto il DNA template e i primer - tempi ridotti - possibilità di contaminazione minimizzata grazie alla diminuzione del numero di pipettaggi - garantisce una PCR efficiente e riproducibile - termostabile: tempo di emivita maggiore di 40 min a 95°C - genera prodotti di PCR con 3'-dA overhang - fornito con 2 tamponi: 10X Taq Buffer con KCl e 10X Taq Buffer con (NH₄)₂SO₄ - permette la PCR con un vasto range di concentrazioni di magnesio e diminuisce il priming non-specifico - comprende nucleotidi modificati (es., biotin-, digoxigenin-, nucleotidi marcati con fluorofori).



Code	Description	Packaging
FL50K0172	PCR Master Mix (2x)	1000 RXN (*)
FL50K2171	PCR Master Mix (2X)	200 rxn (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

