


**PCR Master Mix (2X)****Thermo Scientific**

PCR Master Mix (2X) - soluzione concentrata 2X di Taq DNA polimerasi, dNTPs, e tutti i component necessari per la PCR eccetto il DNA template e i primer - tempi ridotti - possibilità di contaminazione minimizzata grazie alla diminuzione del numero di pipettaggi - garantisce un a PCR efficiente e riproducibile - termostabile: tempo di emivita maggiore di 40 min a 95°C - genera prodotti di PCR con 3'-dA overhang - fornito con 2 tamponi: 10X Taq Buffer con KCl e 10X Taq Buffer con (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - permette la PCR con un vasto range di concentrazioni di magnesio e diminuisce il priming non-specifico - comprende nucleotidi modificati (es., biotin-, digoxigenin-, nucleotidi marcati con fluorofori).



Code	Description	Packaging
FL50K0172	PCR Master Mix (2x)	1000 RXN (*)
FL50K2171	PCR Master Mix (2X)	200 rxn (*)



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

