

**DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)****Thermo Scientific**

DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) - Master mix premiscelata pronta all'uso contenente DreamTaq DNA polimerasi, tampone DreamTaq Green di colore verde per un caricamento diretto dell'amplificato sul gel di agarosio, $MgCl_2$, e dNTPs - robusta amplificazione: fino a 6 kb da DNA genomico e fino a 20 kb da DNA virale.



Code	Description	Packaging
FL50K1081	Dream Taq Green PCR Master Mix	200 reaz. (*)
FL50K1082	Dream Taq Green PCR Master Mix	1000 reaz. (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

