

**Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit per RT-qPCR con dsDNase****Thermo Scientific**

Sistema completo per la sintesi efficiente del primo filamento di cDNA - comprende: Maxima Enzyme Mix (transcrittase inversa Maxima e inibitore di RNasi RiboLock), miscela di reazione 5X (tampone di reazione, dNTPs, oligo (dT)18 e random hexamer primer), dsDNase, tampone 10X dsDNase, acqua esente da nucleasi.



Code	Description	Packaging
FL50K1671	Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit per RT-qPCR con dsDNase	50 reaz. (*)
FL50K1672	Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit per RT-qPCR con dsDNase	200 reaz. (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

