

**First Strand cDNA Synthesis Kit****Thermo Scientific**

Sistema completo per la sintesi efficiente del primo filamento di cDNA da RNA - sintesi di cDNA fino a 9 kb - temperatura di reazione 37°C - fornito con l'inibitore di RNasi RiboLock ricombinante - inclusi nel kit oligo(dT)18 e esameri random - applicazioni: sintesi del primo filamento di cDNA per RT-PCR e real-time RT-PCR, costruzione di librerie di cDNA, generazione di sonde per ibridazione, sintesi di aRNA - include: transcrittasi inversa M-MuLV, inibitore di RNasi RiboLock, tampone di reazione 5X, dNTP Mix, Oligo(dT)18 primer, esameri random, GAPDH RNA di controllo, forward GAPDH primer, 10 µM (5'-CAAGGTCATCCATGACAACCTTTG-3', reverse GAPDH primer, 10 µM (5'-GTCCACCACCCTGTTGCTGTAG-3'), acqua esente da nucleasi.



| Code      | Description                     | Packaging     |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| FL50K1612 | First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 reaz. (*) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

