


**RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit****Thermo Scientific**

Sistema completo per l'efficiente sintesi del primo filamento di cDNA da RNA - alta resa: filamenti fino a 13 kb - temperatura di reazione incrementata fino a un intervallo compreso fra 42 e 55°C - fornito con inibitore di RNasi RiboLock - completo con oligo(dT)18 e esameri random - applicazioni: sintesi del primo filamento di cDNA per RT-PCR e real-time RT-PCR, costruzione di librerie di cDNA, sintesi di RNA antisenso - include: trascrittasi inversa RevertAid H Minus, inibitore di RNasi RiboLock, tampone di reazione 5X, dNTP Mix, Oligo(dT)18 primer, esameri random, RNA di controllo, primer di controllo e acqua esente da nucleasi.



| Code      | Description                                       | Packaging       |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| FL50K1632 | RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 reaz. (*)   |
| FL50K2631 | RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit | 20 reazioni (*) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

