


**RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit****Thermo Scientific**

Sistema completo per l'efficiente sintesi del primo filamento di cDNA da RNA - alta resa: filamenti fino a 13 kb - temperatura di reazione incrementata fino a un intervallo compreso fra 42 e 55°C - fornito con inibitore di RNasi RiboLock - completo con oligo(dT)18 e esameri random - applicazioni: sintesi del primo filamento di cDNA per RT-PCR e real-time RT-PCR, costruzione di librerie di cDNA, sintesi di RNA antisenso - include: trascrittasi inversa RevertAid H Minus, inibitore di RNasi RiboLock, tampone di reazione 5X, dNTP Mix, Oligo(dT)18 primer, esameri random, RNA di controllo, primer di controllo e acqua esente da nucleasi.



Code	Description	Packaging
FL50K1632	RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit	100 reaz. (*)
FL50K2631	RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit	20 reazioni (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

