

**Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit per RT-qPCR****Thermo Scientific**

Sistema completo per la sintesi efficiente del primo filamento di cDNA - alta resa: filamenti fino a 20 kb - efficiente sintesi per un intervallo di temperatura compreso fra 42°C e 65°C - sintesi completa in 15-30 min - alta sensibilità e specificità - applicazioni: 2-step RT-PCR, 2-step RT-qPCR - include: Maxima Enzyme Mix (transcrittasi inversa Maxima e inibitore di RNasi RiboLock), mix di reazione 5X (reaction buffer, dNTPs, oligo (dT)18 e esameri random), acqua esente da nucleasi.



Code	Description	Packaging
FL50K1641	Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit per RT-qPCR	50 reaz.
FL50K1642	Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit per RT-qPCR	200 reaz. (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

