

**RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit****Thermo Scientific**

Sistema completo per la sintesi efficiente del primo filamento di cDNA da RNA - filamenti lunghi fino a 13 kb - temperatura di reazione ottimale: 42°C - applicazioni: sintesi del primo filamento per RT-PCR e RT-qPCR, costruzione di librerie di cDNA, sintesi di RNA antisenso - include: trascrittasi inversa RevertAid, inibitore di RNasi RiboLock, tampone di reazione 5X, dNTP Mix, Oligo(dT)18 primer, esameri random, GAPDH RNA di controllo, 10 #M Forward GAPDH primer, Reverse GAPDH primer e acqua esente da nucleasi.



Code	Description	Packaging
FL50K1622	RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit	100 reaz. (*)
FL50K2621	RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit	20 reazioni (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

