

**RevertAid RT Kit****Thermo Scientific**

Sistema completo per la sintesi efficiente del primo filamento di cDNA da RNA - filamenti di cDNA lunghi fino a 13 kb - temperatura di reazione ottimale: 42°C - kit completo: tutti i componenti per RT sono inclusi - applicazioni: sintesi del primo filamento di cDNA per RT-PCR e RT-qPCR, costruzione di librerie di cDNA, sintesi di RNA antisenso - include: trascrittasi inversa RevertAid, inibitore di RNasi RiboLock, tampone di reazione 5X, dNTP Mix, esameri random e acqua esente da nucleasi.



Code	Description	Packaging
FL50K1691	RevertAid RT Kit	500 X 20 uL



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

