



## cDNA synthesis kit

Solis Biodyne

**Kit per la retrotrascrizione disponibili nei formati****Synthesis MIX**

Miscele ready-to-load contenenti tutti i componenti necessari ad una retrotrascrizione. Particolarmente adatti a tutte le applicazioni più critiche in cui la riduzione dei passaggi e step di dispensazione è indispensabile per limitare la variabilità degli esperimenti.

**Synthesis KIT**

Kit contenenti tutti i reagenti necessari in vial separate.

I synthesis Kit permettono la massima flessibilità e sono adatti a tutte le applicazioni di retrotrascrizione



| Code         | Description                                                       | Packaging |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| FC6061500050 | FIREScript RT cDNA synth. Kit, 50 rxn 50 rxn                      | 50 rxn    |
| FC6061500200 | FIREScript RT cDNA synth. Kit, 200 rxn 200 rxn                    | 200 rxn   |
| FC6061700100 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, NO primers, 100 rxn 100 rxn        | 100 rxn   |
| FC6061700500 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, NO primers, 500 rxn 500 rxn        | 500 rxn   |
| FC6061800100 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, oligo (dT), 100 rxn 100 rxn        | 100 rxn   |
| FC6061800500 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, oligo (dT), 500 rxn 500 rxn        | 500 rxn   |
| FC6061900100 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, random, 100 rxn 100 rxn            | 100 rxn   |
| FC6061900500 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, random, 500 rxn 500 rxn            | 500 rxn   |
| FC6062000100 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, oligo (dT)/random, 100 rxn 100 rxn | 100 rxn   |
| FC6062000500 | FIREScript RT cDNA synth. Mix, oligo (dT)/random, 500 rxn 500 rxn | 500 rxn   |
| FC6063500050 | SOLIScript RT cDNA synthesis KIT 50 rxn                           | 50 rxn    |
| FC6063500200 | SOLIScript RT cDNA synthesis KIT 200 rxn                          | 200 rxn   |
| FC6063700100 | SOLIScript RT cDNA synthesis MIX 100 rxn                          | 100 rxn   |
| FC6063700500 | SOLIScript RT cDNA synthesis MIX 500 rxn                          | 500 rxn   |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

