


**One-step RT-(q)PCR kit****Solis Biodyne**

SOLIScript 1 Step Probe kit.

SOLIScript 1 Step Multiplex Probe kit.

Contiene sia una mastermix basata sulla polimerasi HOT FIREpol per elevate prestazioni di amplificazione che una mix contenente SOLIScript (adatta ai costrutti più difficili da retrotrascrivere).

La combinazione delle due mix permette di ottenere una miscela 1-STEP per la retroscrizione e la successiva amplificazione degli RNA attraverso protocolli di real time PCR probe based.



Code	Description	Packaging
FC6085500250	SOLIScript 1-step Multiplex Probe Kit 250 rxn	250 rxn
FC6085700250	SOLIScript 1-step Probe Kit 250 rxn	250 rxn
FC6085900250	SOLIScript 1-step Multiplex Probe Rox	250 rxn
FC6086100250	SOLIScript 1-step Multip Probe Purple	250 rxn



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

