



Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)

Thermo Scientific

qPCR master mix pronta all'uso - ottimizzata per SYBR Green usando protocolli di ciclizzazione standard - supplementata con fluoresceina.



Code	Description	Packaging
FL50K0241	Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)	200 reaz.(*)
FL50K0242	Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)	1000 reaz.(*)
FL50K0243	Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)	4000 reaz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

