



Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX in tubo separato

Thermo Scientific

qPCR master mix pronta all'uso - ottimizzata per SYBR Green usando protocolli di ciclizzazione standard - fornita con ROX in provetta separata.



Code	Description	Packaging
FL50K0251	Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX in tubo separato	200 reaz. (*)
FL50K0252	Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX in tubo separato	1000 reaz. (*)
FL50K0253	Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX in tubo separato	4000 reazioni (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

