

**Dye based qPCR mixes****Solis Biodyne**

Mastermix che utilizzano intercalanti fluorescenti di alta qualità come EvaGreen e SOLISgreen capaci di un livello di fluorescenza più alto rispetto al più datato Sybrgreen e quindi una maggiore capacità di discriminazione dei campioni durante le analisi. Disponibili in formati adatti a tutti i sistemi per Real time.



Code	Description	Packaging
FC6081400001	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (ROX) (250 rxn) 1 ml	1 ml
FC6081400008	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (ROX) (2000rxn) 8 ml	8 ml
FC6081400020	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (ROX) (5000rxn) 20 ml	20 ml
FC6081500001	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (NO ROX) (250 rxn) 1 ml	1 ml
FC6081500008	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (NO ROX) (2000rxn) 8 ml	8 ml
FC6081500020	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (NO ROX) (5000rxn) 20 ml	20 ml
FC6081600001	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (Capillary) (250 rxn) 1 ml	1 ml
FC6081600008	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (Capillary) (2000rxn) 8 ml	8 ml
FC6081600020	5x HOT FIREPol Probe qPCR Mix Plus (Capillary) (5000rxn) 20 ml	20 ml
FC6081700001	5x HOT FIREPol Probe Universal qPCR mix 250 rxn 1 ml	1 ml
FC6081700008	5x HOT FIREPol Probe Universal qPCR mix 2000 rxn 8 ml	8 ml
FC6081700020	5x HOT FIREPol Probe Universal qPCR mix 5000 rxn 20 ml	20 ml



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

