

**HOTFIREPol Multiplex qPCR Mix Rox****Solis Biodyne**

HOT FIREPol® Multiplex qPCR Mix (ROX) è ottimizzata per l'amplificazione di target multipli in una singola reazione mediante real-time PCR quantitativa. La qPCR Mix comprende tutti i componenti necessari (eccetto primer, sonde e template) per eseguire la qPCR: HOT FIREPol® DNA polimerasi, componenti tampone ottimizzati, dNTPs ultrapuro e MgCl₂ e colorante di riferimento passivo ROX, come richiesto dal sistema. HOT FIREPol® Multiplex qPCR Mix è ideale per idrolisi del DNA basata sull'attività della endonucleasi 5' flap. HOT FIREPol® DNA polimerasi è attivata da un passaggio in incubatore a 95°C per 10 min. Ciò previene l'estensione di primer appaiati non specifici e di primer dimeri che si formano a basse temperature durante la preparazione alla qPCR.



Code	Description	Packaging
FC6080200001	5x HOTFIREPol Multip qPCR Mix Rox	1 ml
FC6080200008	5x HOTFIREPol Multip qPCR Mix Rox	8 ml
FC6080200020	5x HOTFIREPol Multip qPCR Mix Rox	20 ml



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

