

**FastDigest BspTI****Thermo Scientific**

5'...C#T T A A G...3' 3'...G A A T T#C...5' L'enzima di restrizione FastDigest BspTI riconosce i siti C<sup>^</sup>TTAAGe taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer - l'enzima è un isoschizomero di AflII avente la stessa specificità (isoschizomero: BfrI, Bst98I, BstAFI, MspCI, Vha464I).



| Code      | Description      | Packaging   |
|-----------|------------------|-------------|
| FL5FD0834 | FastDigest BspTI | 150 rxn (*) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

