

**FastDigest Alw44I****Thermo Scientific**

5'...G#T G C A C...3' 3'...C A C G T#G...5' L'enzima di restrizione Alw44I riconosce i siti G[^]TGCAC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. L'enzima è un isoschizomero di ApaLI avente la stessa specificità (isoschizomeri: VneI).



Code	Description	Packaging
FL5FD0044	FastDigest Alw44I	200RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

