

**FastDigest BsiEI****Thermo Scientific**

5'...C G R Y#C G...3' 3'...G C#Y R G C...5' L'enzima di restrizione Bsh1285I riconosce i siti CGRY^CG e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BsiEI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BstMCI).



Code	Description	Packaging
FL5FD0894	Fast Digest BsiEI	100 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

