

**FastDigest Pfl23II****Thermo Scientific**

5'...C#G T A C G...3' 3'...G C A T G#C...5' L'enzima di restrizione Pfl23II riconosce i siti C<sup>^</sup>GTACG e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BsiWI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: PspLI).



| Code      | Description        | Packaging  |
|-----------|--------------------|------------|
| FL5FD0854 | FastDigest Pfl23II | 50 RXN (*) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

