

**FastDigest BspCNI****Thermo Scientific**

5'...C T C A G (N)10#...3' 3'...G A G T C (N)8 #...5' L'enzima di restrizione BseMII riconosce i siti CTCAG(10/8)^ e taglia a 55°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BspCNI avente la stessa specificità (nessun altro isoschizomero).



Code	Description	Packaging
FL5FD1404	Fast Digest BspCNI	20 ul



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

