

**FastDigest Bsu15I****Thermo Scientific**

5'...A T#C G A T...3' 3'...T A G C#T A...5' L'enzima di restrizione Bsu15I riconosce i siti AT⁺CGAT e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di ClaI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BanIII, Bsa29I, BseCI, BshVI, BspDI, BspXI, BsuTUI, ClaI).



Code	Description	Packaging
FL5FD0143	FastDigest Bsu15I	50 RXN (*)
FL5FD0144	FastDigest Bsu15I	100 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

