



FastDigest SatI

Thermo Scientific

5'...G C#N G C...3' 3'...C G N#C G...5' L'enzima di restrizione SatI riconosce i siti GC[^]NGC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di Fnu4HI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: Fnu4HI, Fsp4HI, Ital).



Code	Description	Packaging
FL5FD1644	FastDigest SatI	20 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

