



FastDigest BfoI

Thermo Scientific

5'#R G C G C#Y...3' 3'#Y#C G C G R...5' L'enzima di restrizione BfoI riconosce i siti RGC GC^Y e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di HaeII avente la stessa specificità (Isoschizomeri: AccB2I, Bme142I, BsmHI, Bsp143II, Bst16I, Bst1473II, BstH2I, Btu34II, HinHI, LpnI, NgoAI, NgoBI, NgoCI, NgoGI, NgoJI, NgoMI, NgoWI).



Code	Description	Packaging
FL5FD2184	FastDigest Bfol	200 reaz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

