

**FastDigest Cfr13I****Thermo Scientific**

5'...G#G N C C...3' 3'...C C N G#G...5' L'enzima di restrizione Cfr13I riconosce i siti G[^]GNCC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di Sau96I avente la stessa specificità (Isoschizomeri: AspS9I, BmgT120I, PspPI).



Code	Description	Packaging
FL5FD0194	FastDigest Cfr13I	100 RNX (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

