

**FastDigest Bme1390I****Thermo Scientific**

5'...C C#N G G...3' 3'...G G N#C C...5' L'enzima di restrizione Bme1390I riconosce i siti CC[^]NGG e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di ScrFI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BmrFI, BssKI, BstSCI, MspR9I, StyD4I).



Code	Description	Packaging
FL5FD1424	FastDigest Bme1390I	100 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

