

**FastDigest BmsI****Thermo Scientific**

5'G C A T C (N)5#...3' 3'C G T A G (N)9#...5' L'enzima di restrizione BmsI riconosce i siti GCATC(5/9)^ e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di SfaNI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BhaI, BscAI, BscUI, BsmNI, BspST5I, Bst19I, CjeP338II, LweI, Mva1312II, PhaI).



Code	Description	Packaging
FL5FD2124	FastDigest Bmsl	20 ul (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

