

**FastDigest Eco147I****Thermo Scientific**

5'...A G G#C C T...3' 3'...T C C#G G A...5' L'enzima di restrizione Eco147I riconosce i siti AGG<sup>^</sup>CCT e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di Stul avente la stessa specificità (Isoschizomeri: AatI, PceI, SseBI).



| Code      | Description        | Packaging   |
|-----------|--------------------|-------------|
| FL5FD0424 | FastDigest Eco147I | 100 RXN (*) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

