

**Exonuclease III (200 U/μL)****Thermo Scientific**

Exonucleasi III è una 3'→5' exonucleasi specifica per doppio filamento di DNA o DNA-RNA ibridi - possiede anche attività di 3' fosfatasi e purinica/apirimidinica-endonucleasi.



Code	Description	Packaging
FL5EN0191	Exonuclease III (200 U/μL)	4000 U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

