

**Exonuclease III (200 U/ μ L)****Thermo Scientific**

Exonucleasi III è una 3' \rightarrow 5' exonucleasi specifica per doppio filamento di DNA o DNA-RNA ibridi
- possiede anche attività di 3' fosfatasi e purinica/apirimidinica-endonucleasi.



Code	Description	Packaging
FL5EN0191	Exonuclease III (200 U/ μ L)	4000 U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

