

**Proteinase K (recombinant), PCR grade****Thermo Scientific**

La proteinasi K è una proteasi endolitica ad ampio raggio - utilizzata per la digestione di proteine nella preparazione di acidi nucleici - è in grado di degradare le proteine anche in presenza di detergenti.



Code	Description	Packaging
FL5EO0491	Proteinase K (recombinant), PCR grade	1 ml (*)
FL5EO0492	Proteinase K (recombinant), PCR grade	5x1 ml (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

