

**phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)****Thermo Scientific**

phi29 DNA Polimerasi è una polimerasi altamente processiva con forte attività di dislocamento che permette una efficiente amplificazione isotermica del DNA.



Code	Description	Packaging
FL5EP0091	phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)	250U (*)
FL5EP0092	phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)	1000 U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

