

**T7 RNA Polymerase****Thermo Scientific**

T7 RNA polimerasi è una RNA polimerasi DNA-dipendente - catalizza la sintesi di RNA 5'=>3' - utilizza sia DNA a singolo che a doppio filamento per mezzo di T7 promoter.



Code	Description	Packaging
FL5EP0111	T7 RNA Polymerase (20 U/μL)	5000 U (*)
FL5EP0112	T7 RNA Polymerase (20 U/μL)	25000 U (*)
FL5EP0113	T7 RNA Polymerase, HC (200 U/μL)	HC,25000 U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

