

**Sistema a 5 tamponi****Thermo Scientific**

Sistema a 5 tamponi che assicura condizioni ottimali per ogni enzima di restrizione. Il sistema è formato da tamponi 10X B (blu), G (Green), O (Orange), R (Red) e Yellow Tango (Yellow, universale). Tutti gli enzimi di restrizione sono forniti in provette con codice colore indicante il tampone di reazione raccomandato. I buffer contengono BSA che assicura maggiore stabilità all'attività degli enzimi e restano stabili anche a cicli multipli di congelamento-scongelo. Il prodotto è disponibile sia in versione #set# contenente 1 mL per ogni tampone: B, G, O, R, e Tango sia in versione singolo buffer.



Code	Description	Packaging
FL5000B30	set di tamponi 10X per enzimi restrizione	1 ml (*)
FL5000BB5	tampone 10X tipo B (blu)	5x1 ml (*)
FL5000BG5	tampone 10X tipo G (verde)	5x1 ml (*)
FL5000BO5	tampone 10X tipo O (arancione)	5x1 ml (*)
FL5000BR5	tampone 10X tipo R (rosso)	5x1 ml (*)
FL5000BY5	tampone 10X tipo Y (giallo)	5x1 ml (*)



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

