

**AgarosioTopVision****Thermo Scientific**

Agarosio TopVision - punto di fusione: 88 °C - concentrazione ottimale tra 0,4 a 5% in tutti i tipici sistemi tampone - altamente puro con valore di EEO molto basso - certificato tramite le più ristrette procedure di controllo - certificato GQ (Genetic Quality): assicura che gli acidi nucleici recuperati possono essere utilizzati per analisi successive (reazioni enzimatiche, etc.) - bassa capacità legante per DNA/RNA - eccellente trasparenza del gel - esente da DNasi e RNasi - impiegabile per analisi di RNA.



Code	Description	Packaging
FL50R0491	agarosio TopVision	100 g
FL50R0492	agarosio TopVision	500 g



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

