

**AgarosioTopVision****Thermo Scientific**

Agarosio TopVision - punto di fusione: 88 °C - concentrazione ottimale tra 0,4 a 5% in tutti i tipici sistemi tampone - altamente puro con valore di EEO molto basso - certificato tramite le più ristrette procedure di controllo - certificato GQ (Genetic Quality): assicura che gli acidi nucleici recuperati possono essere utilizzati per analisi successive (reazioni enzimatiche, etc.) - bassa capacità legante per DNA/RNA - eccellente trasparenza del gel - esente da DNasi e RNasi - impiegabile per analisi di RNA.



| Code      | Description        | Packaging |
|-----------|--------------------|-----------|
| FL50R0491 | agarosio TopVision | 100 g     |
| FL50R0492 | agarosio TopVision | 500 g     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

