

**Kit di marcatura Biotin Chromogenic****Thermo Scientific**

Kit di marcatura Biotin Chromogenic Detection - ideale per la determinazione cromogenica di sonde di acidi nucleici biotinilate - ottimizzato per garantire alta sensibilità con basso segnale di fondo in applicazioni quali: Southern, Northern, dot e slot blotting, e screening di placche virali e colonie batteriche - alta sensibilità: 0,03 pg di DNA omologhi in ibridazioni dot blot con sonde marcate con biotina - basso rumore di fondo causato da procedure di lavaggio e blocking, determinazione non radioattiva: non richiede schermatura dai raggi X o apparecchiatura specifica - ad esclusivo uso ricerca.



Code	Description	Packaging
FL50K0661	kit di marcatura Biotin Chromogenic	10 reaz. (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

