

**Reagenti siSTABLE Control**

Dharmacon# part of horizon#

I controlli siSTABLE sono modificati in modo specifico per resistere alle nucleasi, sono raccomandati per uso con siRNA custom sintetizzati con modificazioni siSTABLE.



Code	Description	Packaging
FE5D0017000105	siSTABLE Non-targeting siRNA #1	5 nmol
FE5D0017000120	siSTABLE Non-targeting siRNA #1	20 nmol
FE5D0017000150	siSTABLE Non-targeting siRNA #1	50 nmol
FE5D0017100205	siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - uomo	5 nmol
FE5D0017100220	siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - uomo	20 nmol
FE5D0017100250	siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - uomo	50 nmol
FE5D0017100305	siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - topo	5 nmol
FE5D0017100320	siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - topo	20 nmol
FE5D0017100350	siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - topo	50 nmol
FE5D0017200305	siSTABLE GAPD Control siRNA - topo	5 nmol
FE5D0017200320	siSTABLE GAPD Control siRNA - topo	20 nmol
FE5D0017200350	siSTABLE GAPD Control siRNA - topo	50 nmol