




miRIDIAN microRNA Hairpin Inhibitor Transfection Control with Dy547 - Dharmacon# part of horizon# Dharmacon# part of horizon#

miRIDIAN microRNA Hairpin Inhibitor Transfection Control - inibitore di microRNA marcato Dy547 (assorbanza/emissione massima: 557/570 nm) - disponibile per uomo, topo, ratto - ideale per ottimizzare le condizioni di esperimenti sulla modulazione del microRNA - applicazioni: monitoraggio della transfezione visualizzabile tramite epifluorescenza.



Code	Description	Packaging
FE5IP0045000105	miRIDIAN microRNA Hairpin Inhibitor Transfection Control with Dy547	5 nmol
FE5IP0045000120	miRIDIAN microRNA Hairpin Inhibitor Transfection Control with Dy547	20 nmol
FE5IP0045000150	miRIDIAN microRNA Hairpin Inhibitor Transfection Control con Dy547	50 nmol



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

