

**NucleoFast 96 PCR****Macherey Nagel**

NucleoFast 96 PCR - kit per PCR clean up - tecnologia: ultrafiltrazione - formato: piastra a 96 pozzetti - permette di ottenere DNA pronto all'uso per sequenziamento e microarray - membrana particolarmente resistente permette un facile recupero del DNA - nessuna contaminazione crociata da pozzetto a pozzetto - procedura veloce: tempo di preparazione 20 min/piastra - membrana priva di detergenti - impiegabile anche con sistemi automatici - campione: 20-300 μ L di miscela di reazione - dimensione del frammento >150 bp - recupero tipico 45-95% - A260/A280 1,7-1,8 - volume di recupero: 25-100 μ L - il kit comprende NucleoFast® 96 PCR Plates, piastre per eluizione con fondo a U, pellicola auto-aderente, tamponi.



Code	Description	Packaging
FC1743100	Piastra NucleoFast 96 PCR	1 piastra
FC174310E	NucleoFast 96 PCR - piastra a 96 pozzetti	10 piastre
FC174310L	NucleoFast 96 PCR - piastra a 96 pozzetti	50 piastre
FC174350C	Kit NucleoFast 96 PCR - con piastra a 96 pozzetti	4 piastre



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

