


**NucleoTrap****Macherey Nagel**

NucleoTrap - kit per estrazione da gel senza colonna - tecnologia: biglie di silice
- formato: sospensione - campione: 200 mg di gel di agarosio - alta capacità
legante anche con frammenti piccoli - dimensione frammenti: da 20 bp a circa 50
kbp - recupero tipico: 50-90% - A260/A280 1,7-1,9 - volume di eluizione 20-50
µL - tempo di preparazione: 60 min/6 prep. - capacità legante: 0,6 µg/µL di
sospensione - il kit contiene: NucleoTrap Suspension e tamponi.

**CARLO ERBA**
REAGENTS

Code	Description	Packaging
FC1740584	Kit NucleoTrap	100 prep.
FC1740589	NucleoTrap Suspension	100 prep.
FC140584E	Kit NucleoTrap	10 prep



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

