




NucleoTrap

Macherey Nagel

NucleoTrap - kit per estrazione da gel senza colonna - tecnologia: biglie di silice
- formato: sospensione - campione: 200 mg di gel di agarosio - alta capacità
legante anche con frammenti piccoli - dimensione frammenti: da 20 bp a circa 50
kbp - recupero tipico: 50-90% - A260/A280 1,7-1,9 - volume di eluizione 20-50
 μL - tempo di preparazione: 60 min/6 prep. - capacità legante: 0,6 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ di
sospensione - il kit contiene: NucleoTrap Suspension e tamponi.



Code	Description	Packaging
FC1740584	Kit NucleoTrap	100 prep.
FC1740589	NucleoTrap Suspension	100 prep.
FC140584E	Kit NucleoTrap	10 prep



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

